

Gesundheit
neu erleben

HIDREX
BIOMEDIZINISCHE TECHNIK



Magnetfeldtherapie (IMT)

IMT – Induktive MagnetfeldTherapie

Das einzigartige IMT-Verfahren erzeugt ein pulsierendes Magnetfeld mit variabler Frequenz, das zusätzlich mit einem festen Takt gepulst wird. Die Besonderheit ist die Kombination aus einem gepulsten Grundsignal und einem überlagerten schwingenden (pulsierenden) Therapie-signal. Magnetfelder können den menschlichen Körper, wie beispielsweise während einer Kernspintomographie, vollständig bis hin zur einzelnen Zelle durchdringen. Die Zellen werden angeregt und durch das pulsierende Magnetfeld wird der Stofftransport über die Zellmembranen verbessert.

Natürliche Methode

Bei der induktiven Magnetfeldtherapie handelt es sich um eine natürliche und schonende Methode. Die IMT belastet den Körper nicht und ist ein einfaches, schmerz- und medikamentenfreies Verfahren. Es findet seine Einsatzgebiete mit Erfolg bevorzugt in der Allgemeinmedizin, der Orthopädie, der Physiotherapie und der Regeneration.

www.hidrex.de



Therapieren mit Hidrex IMT-Geräten

Die Anwendung der Hidrex Magnetfeldtherapie-Geräte ist dank der integrierten Automatikprogramme unkompliziert und kann entspannt selbst durchgeführt werden. Ob in der Praxis, im Wellnessbereich, am Arbeitsplatz oder einfach da, wo man sich am wohlsten fühlt.

Alle IMT-Systeme sind hochwertige, stabile Komplettsätze, einfach zu transportieren und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.



Sinnvolle Ausstattungsoptionen*:

- Ganzkörpermatte mit 3 Therapie-zonen (Kopf, Rumpf, Beine)
- Kopf- und Gelenk-Applikator
- Therapie-Manschette zur Lokaltherapie an Extremitäten
- Röhren-Spulen für orthopädische Therapien mit hoher magnetischer Leistung
- Spezielle Liegen für Magnetfeldtherapie-Anwendungen
- Lagerungshilfen für entspannte Therapiesitzungen
- Kombinationsmöglichkeit mit weiteren Therapien z.B. Klangmassagen



CE0633

Technische Features*:

- Starke Magnetfelder von bis zu 9 mT
- Einzigartiger "SuperPuls": pulsierendes Grundmagnetfeld welches zusätzlich gepulst wird
- Speziell zugeschnittene Geräte für den Einsatz im Profi- und Heimtherapie-Bereich
- Integrierte Automatikprogramme
- Erstellung und Speichern eigener Therapieprogramme
- Frei einstellbare Therapiezeiten und -frequenzen
- Einfache Bedienbarkeit
- Klare, verständliche Displays liefern alle relevanten Informationen
- Medikamenten- und neben-wirkungsfrei
- Transportabel, einfach und schnell aufbaubar

IMT®
Induktive Magnetfeldtherapie

* Bitte achten Sie auf die jeweiligen Gerätespezifikationen unter www.hidrex.de



Hidrex GmbH

Otto-Hahn-Straße 12
42579 Heiligenhaus / Germany
Tel.: +49 (0) 20 56 - 98 11 - 0
Fax: +49 (0) 20 56 - 98 11 - 31
E-Mail: info@hidrex.de