

TOPPER® steril und unsteril Systagenix

Die saugstarke,
weiche Vliesstoff-Kompresse

WOUND MANAGEMENT



Kompressen

EINSATZGEBIETE

- zur Wundabdeckung, Wund- und Instrumentenreinigung, für Feucht- und Salbenverbände besonders geeignet
- hohe Sekretspeicherkapazität
- transportiert Wundsekret von der Wunde weg
- Atraumatischer Verbandwechsel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- TOPPER® Vliesstoff-Kompressen bestehen aus 100 % reiner Naturfaser (Zellwolle) ohne Bindemittel. TOPPER® Kompressen entsprechen der DAB-Monographie für Verbandzellstoff, der Ph. Eur. und der DIN 61630 für Verbandmull
- weich und anschmiegsam
- fusselfrei, optimaler Sekrettransport

BESTELLINFORMATION

Größe	Verkaufseinheit	Art. Nr.
TOPPER® Schlitzkompressen, 4-lagig, steril à 2 Stück		
7,5 x 7,5 cm	Karton mit 12 x 50 x 2 Stück	M12507
10 x 10 cm	Karton mit 16 x 50 x 2 Stück	M12510
TOPPER® Schlitzkompressen, 4-lagig, steril à 5 Stück		
5 x 5 cm	Karton mit 18 x 20 x 5 Stück	MCKK100
TOPPER® 12, 6-lagig, steril à 2 Stück		
5 x 5 cm	Karton mit 24 x 45 x 2 Stück	TS1052
7,5 x 7,5 cm	Karton mit 36 x 40 x 2 Stück	TS1072
10 x 10 cm	Karton mit 16 x 70 x 2 Stück	TS1102
10 x 20 cm	Karton mit 6 x 35 x 2 Stück	TS1202

Größe	Verkaufseinheit	Art. Nr.
TOPPER® 12, 6-lagig, steril à 5 Stück		
5 x 5 cm	Karton mit 24 x 20 x 5 Stück	TS1055
7,5 x 7,5 cm	Karton mit 36 x 18 x 5 Stück	TS1075
10 x 10 cm	Karton mit 16 x 30 x 5 Stück	TS1105
10 x 20 cm	Karton mit 6 x 15 x 5 Stück	TS1205
TOPPER® 8, 4-lagig, unsteril		
5 x 5 cm	OP mit 42 x 200 Stück	M53405N
7,5 x 7,5 cm	OP mit 28 x 200 Stück	M53407N
10 x 10 cm	OP mit 20 x 200 Stück	M53410
10 x 20 cm	OP mit 10 x 200 Stück	M53420
TOPPER® 12, 6-lagig, unsteril		
5 x 5 cm	OP mit 33 x 200 Stück	M53605N
7,5 x 7,5 cm	OP mit 28 x 200 Stück	M53607N
10 x 10 cm	OP mit 15 x 200 Stück	M53610N
10 x 20 cm	OP mit 7 x 200 Stück	M53620N

TOPPER®

www.systagenix.com