

Kryochirurgie



**Cryoalfa Super
mit 1 Kaps. im Blisterpack
Applikator 1mm**

199,50 € + MwSt

Cryoalfa Super mit 1 Kaps. im Koffer

219,50 € + MwSt



**Cryoalfa Perfect
mit 1 Kaps. im Koffer
Applikator 1mm**

319,00 € + MwSt



**Cryoalfa Lux PRO+
mit 1 Kapsel im Koffer
Applikator 1mm**

579,00 € + MwSt

Kryotherapie

Die Kryotherapie ist die gezielte, lokalisierte Anwendung von Gefrierkälte. Hierzu verwendet man ein mit N₂O medizinisches Flüssiggas gekühltes Verdampfungsgerät, das zum direktem Aufsprühen des N₂O oder zur Kühlung spezieller Applikationssonden benutzt wird. Besonders geeignet ist die Kryotherapie zur Behandlung von Epuliden, Lidrandtumoren, Tumoren des Nasenspiegels, der Ohren und des Gehörkanals sowie Tumoren im Afterbereich. Die Kryotherapie hinterlässt eine spannungsfreie Narbe und wird daher gerne in Bereichen angewandt, wo nur limitiert Gewebe zur Defektdeckung zur Verfügung steht. Meist ist nur eine Behandlung notwendig, die Kryotherapie kann jedoch im Bedarfsfall beliebig häufig wiederholt werden.

CRYOALFA

CRYOALFA Geräte - perfekte kryochirurgische Instrumente für die Behandlung der meisten Arten von Hautveränderungen mit N₂O medizinisches Flüssiggas (punktuelle Destruktion)
Reproduzierbare Behandlungsergebnisse durch konstante – 89 °C Behandlungstemperatur (Liquid freezing) und konstante Gefriergeschwindigkeit 100K/Min

Vorteile

gegenüber herkömmlichen Kältetherapiegeräten:

- kleines handliches Format, mobil, leicht, überall einsetzbar
- liquid freezing und contact freezing möglich
- verschiedene Applikatoren für multitherapeutische Anwendung
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Qualität

CRYOALFA-Geräte sind nach modernsten Standards gefertigt, entsprechen den Anforderungen der medizinischen Geräteverordnung und sind CE-zertifiziert.

Einsatz

- Dermatologie (Cryodestruktion von Hautläsionen)
- Ästhetische Medizin
- Urogynäkologie
- Onkologie
- Proktologie
- Zahnheilkunde
- Kosmetik und Medizinische Fußpflege
- Aurikolotherapie
- **Veterinärmedizin**
 1. Warzenbehandlung
 2. Zystische Adenome
 3. Lidrand- und Hauttumore
 4. Tumore des Nasenspiegels, der Ohren und des Gehörkanals, Tumore im Afterbereich usw.

- Cryoalfa Kapseln 16 g 36,00 € + MwSt, Cryoalfa Kapseln 25 g 45,00 € + MwSt
Für Geräte der Serie Cryoalfa Super und Cryoalfa Lux mit Ventil

