




M I C R O M E D<sup>®</sup>



## **MD/ MDIII**

HF-Chirurgiegeräte  
RF surgical units  
Appareils chirurgical HF  
Unidades electroquirurgica AF  
Unità cirurgica ad alta frequenza

# MD/

Das ideale  
HF-Gerät für kleinere  
chirurgische Eingriffe.

Für verschiedene  
Einsatzbereiche, wie z.B.  
dentale, dermatologische,  
veterinär-medizinische  
und chirurgische  
Anwendungen.

The ideal high frequency  
surgical unit for small  
surgical operations.

For various uses, such as  
dentistry, general surgery,  
dermatology and veterinary  
medicinal applications.

L'appareil chirurgical  
HF idéal pour des  
interventions petites.

Pour des applications  
différentes dans le secteur  
de la chirurgie classique,  
dentale, vétérinaire et la  
dermatologie.

El aparato quirúrgico  
ideal de alta frecuencia  
para las pequeñas  
intervenciones.


Para diversos campos  
de aplicación como, por  
ejemplo, aplicaciones  
dentales, de  
cirugía en general,  
dermatológicas y  
veterinarias.

L'apparechio chirurgical  
HF ideale per interventi  
piccoli.


Per impieghi diversi nel  
settore della chirurgia  
classica, dentale, veterinaria  
e la dermatologia.



Mikro-Funktion für leistungsschwache Anwendungen  
Micro switch for low-power applications  
Microfonction pour des applications de faible rendement  
Micro Función para aplicaciones de bajo rendimiento  
Funzione Micro per applicazioni di scarsa resa



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten  
Monopolar cutting with 2 operation modes  
Coupe monopolaire avec 2 modes d'exploitation  
Corte monopolar con 2 modos de operación  
Tagliare monopolar con 2 tipi di funzionamento



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten  
Monopolar coagulation with 2 operation modes  
Coagulation monopolaire avec 2 modes d'exploitation  
Coagulación monopolar con 2 modos de operación  
Coagulation monopolare con 2 tipi di funzionamento

MICROMED<sup>®</sup>



150-001-001

HF-Chirurgie-Gerät MD1  
RF surgical unit MD1  
Appareil chirurgical HF MD1  
Unidad electroquirúrgica AF MD1  
Unità chirurgica ad alta frequenza MD1

Schneiden 1	Cut 1	Coupe 1	Cortar 1	Tagliare 1	50 Watt, 500 Ω
Schneiden 2	Cut 2	Coupe 2	Cortar 2	Tagliare 2	50 Watt, 1000 Ω
Koagulation 1	Coagulation 1	Coagulation 1	Coagulación 1	Coagulare 1	50 Watt, 500 Ω
Koagulation 2	Coagulation 2	Coagulation 2	Coagulación 2	Coagulare 2	35 Watt, 1000 Ω
Typ	Type	Modèle	Modelo	Modello	BF
Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Dimensión	Dimensione	270x127x260 mm
Gewicht	Weight	Poids	Peso	Peso	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	Garantie (mois)	Garantía (meses)	Garanzia (mesi)	24
Netzanschluss	Mains supply	Alimentation Secteur	Conexión a la red	Collagamento alla rete	115/230 Volt

# MDIII

Das ideale HF-Gerät für chirurgische Eingriffe.

Für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, dermatologische und veterinärmedizinische Anwendungen.

The ideal high frequency surgical unit for surgical operations.

For various uses, such as general surgery, dermatology and veterinary medicinal applications.

L'appareil chirurgical HF idéal pour des interventions.

Pour des applications différentes dans le secteur de la chirurgie classique, vétérinaire et la dermatologie.

El aparato quirúrgico ideal de alta frecuencia para las pequeñas intervenciones.

Para diversos campos de aplicación como, por ejemplo, aplicaciones dentales, de cirugía en general, dermatológicas y veterinarias.

L'apparecchio chirurgical HF ideale per interventi.

Per impieghi diversi nel settore della chirurgia classica, veterinaria e la dermatologia.




150-001-003

HF-Chirurgie-Gerät MD3  
RF surgical unit MD3  
Appareil chirurgical HF MD3  
Unidad electroquirúrgica AF MD3  
Unità chirurgica ad alta frequenza MD3


Mikro-Funktion für leistungsschwache Anwendungen  
Micro switch for low-power applications  
Microfonction pour des applications de faible rendement  
Micro Función para aplicaciones de bajo rendimiento  
Funzione Micro per applicazioni di scarsa resa



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten  
Monopolar cutting with 2 operation modes  
Coupe monopolaire avec 2 modes d'exploitation  
Corte monopolar con 2 modos de operación  
Tagliare monopolar con 2 tipi di funzionamento



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten  
Monopolar coagulation with 2 operation modes  
Coagulation monopolaire avec 2 modes d'exploitation  
Coagulación monopolar con 2 modos de operación  
Coagulation monopolare con 2 tipi di funzionamento




Bipolare Koagulation  
Bipolar coagulation  
Coagulation bipolaire  
Coagilación bipolar  
Coagulation bipolare



Schneiden 1	Cut 1	Coupe 1	Cortar 1	Tagliare 1	80 Watt, 500 Ω
Schneiden 2	Cut 2	Coupe 2	Cortar 2	Tagliare 2	70 Watt, 1000 Ω
Koagulation 1	Coagulation 1	Coagulation 1	Coagulación 1	Coagulare 1	70 Watt, 500 Ω
Koagulation 2	Coagulation 2	Coagulation 2	Coagulación 2	Coagulare 2	50 Watt, 1000 Ω
Koagulation Bipolar	Coagulation bipolar	Coagulation bipolaire	Coagulación bipolar	Coagulation bipolare	70 Watt, 100 Ω
Typ	Type	Modèle	Modelo	Modello	BF
Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Dimensión	Dimensione	270x127x260 mm
Gewicht	Weight	Poids	Peso	Peso	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	Garantie (mois)	Garantía (meses)	Garanzia (mesi)	24
Netzanschluss	Mains supply	Alimentation Secteur	Conexión a la red	Collagamento alla rete	115/230 Volt



[www.micromed.biz](http://www.micromed.biz)



Micromed Medizintechnik GmbH  
Esslinger Str. 37  
D-78532 Tuttlingen

Tel +49 7462 923250  
Fax +49 7462 923246  
[info@micromed.biz](mailto:info@micromed.biz)