

NAHTMATERIAL



Nahtmaterial für die Oralchirurgie


- ✓ *SMI-Nadeln werden aus höchster Stahlqualität hergestellt*
- ✓ *Die Spezialbeschichteten Nadeln bieten bessere Gewebepenetration und höhere Biegefestigkeit*
- ✓ *SMI-Nahtmaterialien sind CE zertifiziert und werden nach ISO-Norm 9001 und EN ISO 13485 hergestellt*
- ✓ *Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis*

*For quality
&
safety*

smi
www.sutures.be

SEIDE SCHWARZ

Dieses Nahtmaterial zeichnet sich besonders aus durch Geschmeidigkeit sowie eine maximale Zugfestigkeit im linearen Zug und im Knotenzug.



USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
6/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	8071519
5/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	8101516
4/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	8151516
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	8151519
3/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	8201519
4/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	8151417
3/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	8201417
4/0	●	1/2 HR	16 mm	75 cm	8150116
3/0	●	1/2 HR	20 mm	75 cm	8200120

POLYESTER GRÜN

Sehr zugfester, nicht resorbierbarer Polyesterfaden. Geflochten, minimale Gewebereaktionen, gute Knüpfeigenschaften, universell einsetzbar.



USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
5/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	7101516
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	7151519
3/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	7201519
4/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	7151417
3/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	7201417
4/0	●	1/2 HR	16 mm	75 cm	7150116
3/0	●	1/2 HR	20 mm	75 cm	7200120

SUPRAMID SCHWARZ


Bewährter Polyamid-Faden aus einem Bündel monofiler Fasern, von einem schlauchartigen Überzug umgeben, flexibel und sehr gut knotbar. Mit glatter Oberfläche.



USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
4/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	4151516
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	4151519
3/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	4201519
4/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	4151417
3/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	4201417
4/0	●	1/2 HR	16 mm	75 cm	4150116
3/0	●	1/2 HR	20 mm	75 cm	4200120

DACLON NYLON BLAU

Monofiler, nicht resorbierbarer Polyamid-Faden. Hohe Zugfestigkeit, leicht durchs Gewebe zu führen. Keine Kapillarität.



USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
5/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	9101516
4/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	9151516
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	9151519
4/0	●	1/2 HR	20 mm	75 cm	9150120

NADEL CODE

3/8 DS

Nadel 3/8 Kreis, schneidend

1/2 HS

Nadel 1/2 Kreis, schneidend

1/2 HR

Nadel 1/2 Kreis, Rundkörper

SURGICRYL VIOLETT



Synthetischer, resorbierbarer Faden aus reiner Polyglykolsäure
Präzisionsflechtung - macht den Faden flexibel und geschmeidig
Spezialbeschichtung - vollständig abbaubar, gewebeschonendes Verhalten, ausgezeichneter Knotenlauf, fester Knotensitz

Problemloser, gewebeverträglicher Abbau und natürliche Metabolisierung

Ungestörte Wundheilung

Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60-90 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleibt nach 21 Tagen.

USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
6/0	▼	3/8 DS	12 mm	45 cm	11071512
5/0	▼	3/8 DS	16 mm	75 cm	11101516
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	11151519
3/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	11201519

SURGICRYL RAPID UNGEFÄRBT



Synthetischer, resorbierbarer Faden aus reiner Polyglykolsäure
Präzisionsflechtung - macht den Faden flexibel und geschmeidig
Spezialbeschichtung - vollständig abbaubar, gewebeschonendes Verhalten, ausgezeichneter Knotenlauf, fester Knotensitz

Problemloser, gewebeverträglicher Abbau und natürliche Metabolisierung

Ungestörte Wundheilung

Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 45 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleibt nach 7 Tagen.

USP		Nadel Code	Nadellänge	Fadenlänge	Referenz
4/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	14151519
3/0	▼	3/8 DS	19 mm	75 cm	14201519
4/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	14151417
3/0	▼	1/2 HS	17 mm	75 cm	14201417