

# PiezoWave VET

## PiezoWave Vet

Der PiezoWave Vet ist eine kompakte und sehr mobile ESWT-Einheit für individuelle Therapiemöglichkeiten. Fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie zur Behandlung von Schmerzen am Stütz- und Bewegungsapparat:

- Nichtinvasive Behandlung
- Schonend und effektiv
- Aktiviert den Heilungsprozess
- Deutliche Schmerzreduzierung
- Verbesserung der Mobilität

980,101  
PiezoWave Vet inkl.  
Therapiequelle F10G4 mit  
Gerätewagen optional Koffer



## Indikationen

- Erkrankungen von Sehnen und Sehenscheiden
- Chronische Gelenkerkrankung (Verschleiß, Funktions-Einschränkungen)
- Veränderung der Wirbelkörper (Spondylosis)
- Fehlentwicklung des Hüftgelenkes (HD-Hüftgelenk-Dysplasie)
- Beschleunigung des Knochen-Wachstums bei Frakturen

## PiezoWave<sup>2</sup> Vet mit bis zu 100mm Eindringtiefe

Der PiezoWave<sup>2</sup> zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienstruktur aus. Die Therapiequellen-Erkennung mittels Plug&Play sorgt schon beim Einstecken der Therapiequelle dafür, dass Ihr PiezoWave<sup>2</sup> das zugehörige Leistungsspektrum zur Verfügung stellt. Mit wenigen Tastendrücken ist die individuell gewünschte Einstellung erreicht. Unterstützt werden Sie z.B. durch die Anatomie Apps (Pferd und Hund) unseres Kooperationspartners Real Bodywork. Zur Visualisierung des Behandlungsgebietes, auch für den interessierten Tierbesitzer, lässt sich Ihr iPad einfach am PiezoWave<sup>2</sup> befestigen.

Chronische Schmerzzustände des Bewegungsapparates sind eine der am weitesten verbreiteten Krankheitsformen. Die Mehrzahl dieser schmerzhaften Zustände werden ausgelöst durch Enthesiopathien und Gelenkerkrankungen. Zunehmend wird auch das myofasziale Schmerzsyndrom (Triggerpunkte) als Ursache diagnostiziert. Die fokussierte Stoßwelle hat sich bei der Lokalisation von Schmerzpunkten und der Behandlung einer Vielzahl von akuten und chronischen Schmerzsyndromen des Bewegungsapparates etabliert.

- Myofasziale Syndrome
- Insertions-Desmopathien
- Tendopathien
- Sesamoidosen
- Kalzifikation
- Degenerative Gelenkerkrankungen
- Frakturen, Fissuren
- Periostale Reaktionen
- etc.

9100505.4  
PiezoWave<sup>2</sup>VET  
inkl. F10G10 mit Geräte-  
wagen optional Koffer

