



Dentaleinheit U 3000EX/6

AUTARKE DENTALBEHANDLUNGSEINHEIT

Innovativ. Individuell. Intelligent.

10.900,00 € + MwSt

Einige Highlights des Konzept U 3000EX/6

- Hochwertiges Design
- Metall kratzfest pulverlackiert
- exzellente und robuste Verarbeitung
- Funktionen voreinstellbar über Fußanlasser
- Hygienische Folientastatur mit Digitaldisplay
- Stabilem und leichtgängigem Fahrgestell
- Spanbläsereinrichtung für alle Motoren und Turbinen
- Sprayeinrichtung



Standardausstattung

- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmicromotor K2 (4000-40000 U/MIN)
- piezokeramischer Zahnsteinentferner mit LED
- 3 – Wegespritze FPK
- Regelbarer Turbinenantrieb
- Fußanlasser F9 kabellos
- Lack RAL 9010 Reinweiss
- Regelbare Sprayluft
- Wasserheizung

ULTRADENT

Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG

ULTRADENT GmbH
Eugen-Sänger-Ring 10
D-85649 Brunthal
Tel. +49-89-420992-70
Fax. +49-89-420992-50

www.ultradent.de

info@ultradent.de

Unser

Vertriebspartner:

Biesel GmbH
Intelligente TherapieSysteme
Nahestraße 9

D-65597 Hünfelden
Tel. +49-6438-3815
Fax. +49-6438-4255

Mobil +49-172-7682740
www.bieselgmbh.de
info@bieselgmbh.de



Behandlungseinheit ist sofort Funktionsbereit
Benötigte Anschlüsse: Netzsteckdose und Druckluft (min. 6 bar, 80 liter/min ölfrei)