

VENOCATH - SMI

VENENKATHETER



- ☑ Katheter aus widerstandsfähigem FEP (Fluoriertes Ethylen-Propylen), dünnwandig mit optimalen Flussraten
- ☑ Speziell für den tierärztlichen Gebrauch angepasste Längen
- ☑ Diese FEP entspricht den USP-Biokompatibilitätsanforderungen
- ☑ Empfohlene Katheterverweildauer: bis zu 3 Tage

| SMI REF | SPEZIFIKATION | G / DIA / L | FARBE | FLOW ML/MIN | ST./BOX |
|-------------|------------------|--------------|---------|-------------|---------|
| ZAG26.06.18 | G26 0,60 x 19 mm | 26 / 06 / 19 | violett | 17 ml | 100 |
| ZAG24.07.19 | G24 0,70 x 19 mm | 24 / 07 / 19 | gelb | 23 ml | 100 |
| ZAG22.09.25 | G22 0,90 x 25 mm | 22 / 09 / 25 | blau | 36 ml | 100 |
| ZAG20.11.25 | G20 1,10 x 25 mm | 20 / 11 / 25 | pink | 59 ml | 100 |
| ZAG20.11.32 | G20 1,10 x 32 mm | 20 / 11 / 32 | pink | 56 ml | 100 |
| ZAG18.13.32 | G18 1,30 x 32 mm | 18 / 13 / 32 | grün | 94 ml | 100 |
| ZAG18.13.45 | G18 1,30 x 45 mm | 18 / 13 / 45 | grün | 90 ml | 100 |
| ZAG17.15.45 | G17 1,50 x 45 mm | 17 / 15 / 45 | weiß | 142 ml | 100 |
| ZAG16.17.45 | G16 1,70 x 45 mm | 16 / 17 / 45 | grau | 200 ml | 100 |
| ZAG14.20.45 | G14 2,00 x 45 mm | 14 / 20 / 45 | orange | 305 ml | 100 |
| ZAG14.20.70 | G14 2,00 x 70 mm | 14 / 20 / 70 | orange | 290 ml | 50 |
| ZAG13.23.50 | G13 2,35 x 50 mm | 13 / 23 / 50 | pink | 330 ml | 50 |
| ZAG13.23.80 | G13 2,35 x 80 mm | 14 / 23 / 80 | pink | 315 ml | 50 |
| ZAG12.27.50 | G12 2,70 x 50 mm | 12 / 27 / 50 | blau | 420 ml | 50 |
| ZAG12.27.80 | G12 2,70 x 80 mm | 12 / 27 / 80 | blau | 375 ml | 50 |

- ☑ AISI 304 Rostfreier Stahl Kanüle
- ☑ I.v.-Kanüle mit Luer-Lock-Ansatz
- ☑ Doppelgriffplatten für sichere Führung
- ☑ Zwei flexible Flügel zur sicheren Fixierung
- ☑ Farbcodierung für verschiedene Größen
- ☑ Hydrophober Filter für schnellen Rückfluss.
Transparente Rückflusskammer
- ☑ Zwei röntgendichte Kontraststreifen

For quality
&
safety

smi
www.sutures.be