


get it!

NSK Aktionsangebote

NSK
Create it

FRÜHJAHR / SOMMER

MÄRZ BIS JUNI 2024



DENTALHYGIENE
Varios Combi Pro




IMPLANTOLOGIE
Surgic Pro2



NSK Dental **Webshop**



4+1



ZAHNTECHNIK
ULTIMATE XL



Turbinen

Beispiellose Durchzugskraft

NEU

Die neue Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

Mit bis zu 44 Watt Leistung*

*Modell Z990L bei Luftdruck 4,2 bar

Leistung, Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Die neue Ti-Max Z Turbine, die auch mit Mini-Kopf erhältlich ist, schafft echten Mehrwert für die zahnärztliche Behandlung - auch mit dem Blick auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.



1
Effektive
Schneidleistung -
kürzere Eingriffe



2
Maximale
Sicherheit



3
Mehr Komfort
und Benutzer-
freundlichkeit

Alle Vorteile
entdecken:



Ti-Max Z

2 Jahre Garantie

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung
- Einfacher Rotorwechsel • 100° Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion • Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERCHECK®

Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 12,7 mm)

4+1

MODELL **Z990L**
REF **PA23730001**
für NSK PTL Kupplung

MODELL **Z990KL**
REF **PA23750001**
für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z990SL**
REF **PA23770001**
für Sirona® Schnellkupplung

MODELL **Z990WL**
REF **PA23870001**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

1.245€*
~~1.345€*~~

Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 10,8 mm)

4+1

MODELL **Z890L**
REF **PA23720001**
für NSK PTL Kupplung

MODELL **Z890KL**
REF **PA23740001**
für KaVo®MULTiflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z890SL**
REF **PA23760001**
für Sirona® Schnellkupplung

MODELL **Z890WL**
REF **PA23860001**
für W&H® Roto Quick®
Kupplung

1.245€*
~~1.345€*~~

Micro-Kopf (Ø 9,0 × H 10,8 mm)

4+1

MODELL **Z micro**
REF **PA2357**
für NSK PTL Kupplung

895€*
~~953€*~~

MODELL **Z micro KL**
REF **PA2358**
für KaVo® MULTiflex®
LUX Kupplung

MODELL **Z micro SL**
REF **PA2359**
für Sirona®
Schnellkupplung

967€*
~~1.073€*~~


Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke

Ti-Max Z

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **Z95L**
REF **C1034**

1.276€*
1.366€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z25L**
REF **C1038**

833€*
874€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z15L**
REF **C1039**

967€*
1.012€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion



4+1

MODELL **Z45L**
REF **C1064**

1.251€*

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket. Airscaler der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**



4+1

MODELL **X95L**
REF **C600**

967€*
1.132€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager



4+1

MODELL **X25L**
REF **C601**

710€*
834€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **X15L**
REF **C602**

813€*
938€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung



4+1

MODELL **X65L**
REF **H273**

844€*
920€*

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

S-Max M

- Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter  **2 Jahre Garantie**



4+1
 MODELL **M95L**
 REF **C1023**
854€*
 894€*

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager



4+1
 MODELL **M25L**
 REF **C1024**
607€*
 673€*

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung




4+1
 MODELL **M15L**
 REF **C1025**
679€*
 799€*

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung



4+1
 MODELL **M65**
 REF **H1008**
462€*
 490€*

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

- Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung  **2 Jahre Garantie**



4+1

Licht-Turbine mit Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm)

MODELL **M900L**
 REF **P1254**
 für NSK PTL
 Kupplung
648€*
 691€*

MODELL **M900KL**
 REF **P1258**
 für KaVo®MULTIflex®
 LUX Kupplung
710€*
 776€*

MODELL **M900SL**
 REF **P1262**
 für Sirona®
 Schnellkupplung
710€*
 776€*

MODELL **M900WL**
 REF **P1266**
 für W&H® Roto Quick®
 Kupplung
710€*
 776€*

4+1

Licht-Turbine mit Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm)

MODELL **M800L**
 REF **P1253**
 für NSK PTL
 Kupplung
648€*
 691€*

MODELL **M800KL**
 REF **P1257**
 für KaVo®MULTIflex®
 LUX Kupplung
710€*
 776€*

MODELL **M800SL**
 REF **P1261**
 für Sirona®
 Schnellkupplung
710€*
 776€*

MODELL **M800WL**
 REF **P1265**
 für W&H® Roto Quick®
 Kupplung
710€*
 776€*


Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang



4+1

MODELL **Ti-Max S970L**
 REF **T1005**
 Airscaler mit Licht
 für NSK PTL Kupplung

1.073€*

MODELL **Ti-Max S970KL**
 REF **T1013**
 Airscaler mit Licht für KaVo®
 MULTIflex® LUX Kupplung

1.188€*

MODELL **Ti-Max S970SL**
 REF **T1015**
 Airscaler mit Licht für Sirona®
 Schnellkupplung

1.188€*

Varios Combi Pro

DIE VARIABLE 2-IN-1-PROPHYLAXE-UND PERIOKOMBINATION

2 IN 1
ULTRASCHALL × PULVERSTRAHL

Das Varios Combi Pro Basisset enthält:

- Steuergerät
- Ultraschalleinheit inkl. LED-Handstück
- Supragingivales Pulverstrahlkit
- Multifunktions-Fußschalter
- Ultraschall-Aufsätze
G4, G8 und G16
- Weitere Accessoires



MODELL **Varios Combi Pro**
REF **Y1002843**

Basisset

5.073€*



Unboxing Varios
Combi Pro

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+C

Basisset Varios Combi Pro
mit Ultraschall und
Supra-Pulverstrahlkit



+ Perio-Kit
(subgingivale Anwendung)



+ Zusätzliches Ultraschall-
Handstück Varios2 LUX HP



+ iCart Prophy, Praktischer
Gerätewagen für Varios Combi Pro
REF **S9095**, 1.049€*



7.365€*

7.913€*

Sparen Sie **548€**

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+

Basisset Varios Combi Pro
mit Ultraschall und
Supra-Pulverstrahlkit



+ Zusätzliches Prophy-Kit
(supragingivale Anwendung)



+ Perio-Kit
(subgingivale Anwendung)



+ Zusätzliches Ultraschall-Handstück
Varios2 LUX HP



7.085€*


7.761€*

Sparen Sie **676€**

MODELL **Varios2 LUX HP**
REF **E351050**

Ultraschall-
Handstück mit LED

834€*



MODELL **Prophy-Kit**
REF **Y1003771**

Pulverstrahlkit für
Supra-Anwendung

897€*

MODELL **Perio-Kit**
REF **Y1003042**

Pulverstrahlkit für
Sub-Anwendung

957€*



Seminare Praxistage
moderne Prophylaxe



Alles für die
professionelle
Prophylaxe

Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P1

Prophy-Mate neo nach Wahl

+ Zusätzliches Prophy-Mate neo Handstück - REF T797010, 338€*

+ FLASH pearl 4 x 300g, Reinigungspulver auf Kalziumbasis REF Y900698, 91€*

1.143€*

1.443€*

Sparen Sie **300€**



REF Y135029 für NSK Turbinenkupplung 967€*
REF Y135030 für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung 1.014€*
REF Y135031 für Sirona® Schnellkupplung 1.014€*
REF Y135032 für W&H® Roto Quick® Kupplung 1.014€*
REF Y135033 für Bien-Air® Unifix® Kupplung 1.014€*

MEGAPAKET P3

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

2.297€*

3.106€*

Sparen Sie **809€**

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT
FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P2

Perio-Mate nach Wahl

+ Zusätzliches Perio-Mate Handstück REF T1043010, 397€*

+ Perio Mate Pulver, 2 x 160g, Glycinpulver REF Y900938, 73€*

1.308€*

1.663€*

Sparen Sie **355€**



REF Y1002654 für NSK Turbinenkupplung 1.132€*
REF Y1002655 für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung 1.193€*
REF Y1002656 für Sirona® Schnellkupplung 1.193€*
REF Y1002657 für W&H® Roto Quick® Kupplung 1.193€*
REF Y1002658 für Bien-Air® Unifix® Kupplung 1.193€*

SOFT pearl

NEU

PROPHYLAXEPULVER FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG

Das neue SOFT pearl Prophylaxepulver entfernt auf schonende Weise sämtliche Verfärbungen im supragingivalen Bereich, mit besonderen Stärken bei leichten und mittleren Verfärbungen. Der Glycin-Geschmack ist angenehm und daher wurde auf die Beigabe von Geschmacksstoffen verzichtet. SOFTpearl ist aus diesem Grund hervorragend für die Behandlung von Kindern geeignet sowie für Patientinnen und Patienten, die unter Allergien leiden. SOFT pearl hat eine mittlere Partikelgröße von 65µm. Es ist damit sehr gut geeignet, um Ablagerungen und Plaque zuverlässig zu entfernen. Dank seiner homogenen Partikelgröße wird SOFT pearl mit einer konstanten Strömungsenergie auf die Zahnoberfläche aufgetragen, wodurch eine schöne, gleichmäßige Zahnoberfläche entsteht.

- 4x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

MODELL **SOFT pearl**
REF **Y1500721**

122€*



Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe • Federleichtes Handstück für alle Indikationen • Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik • LED-Lichttechnologie
• 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

Das Varios 970 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln



MODELL **Varios 970 LUX**
Ultraschallgerät mit Licht
REF **Y1004161**

2.924€*

MODELL **Varios 970**
Ultraschallgerät ohne Licht
REF **Y1004160**

2.565€*

SPARPAKET P5-A

Varios 970 LUX
Komplettset



+ Zusätzliches Varios LED
Handstück



2.999€*
3.758€*

Sparen Sie **759€**

SPARPAKET P5-B

Varios 970
Komplettset



+ Zusätzliches Varios
Handstück ohne Licht



2.699€*
3.042€*

Sparen Sie **343€**



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Dentalhygiene



MODELL **iProphy Kompletzset**
mit iFX57 Kopf
REF **Y1500015**

999€*

1.269€*

Sparen Sie **270€**

- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich



MODELL **X57**
REF **C619**

476€*

- Titan-Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten



MODELL **FX57m**
REF **C1054**

286€*

- Titan-Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

Chirurgie

Osseo 100 / Osseo 100+

OSSEOINTEGRATIONS-MESSGERÄT

Der Osseo 100 misst die Implantatstabilität sowie Osseointegration und gibt so eine Antwort auf die Frage, ab wann ein Implantat belastet werden kann.

Bei Verbindung mit Surgic Pro2 wird der ISQ-Wert automatisch übertragen. Die Bluetooth®-Verbindung ermöglicht die Speicherung der Messwerte in der Surgic Pro2 App.



Osseo 100
Nur 3 Schritte sind nötig. Mehr dazu im Video.



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

MulTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MulTiPeg™
37,60€*



Wiederverwendbarer MulTiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MulTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Zur aktuellen MulTiPeg Liste:




MODELL **Osseo 100**
REF **Y1004175**

2.311€*

MODELL **Osseo 100+**
REF **Y1004176**

Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

2.654€*



iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

MODELL **iSD900**
REF **Y1001358**
Prothetikschrauber

1.597€*

1.784€*

Sparen Sie **187€**



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

Das Surgic Pro2 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.



Standardsets

MODELL **Surgic Pro2 NON-OPT**

REF **Y1004196**

Komplettsset ohne Licht

3.711€*

MODELL **Surgic Pro2 OPT**

REF **Y1004195**

Komplettsset mit Licht (LED)

4.870€*

SPARPAKET S6-B

Surgic Pro2 NON-OPT Komplettsset

+ zusätzliches Chirurgie-Winkelstück SG20 (20:1)

+ Chirurgie-Handstück SGS-ES (1:1)

4.429€*

4.971*

Sparen Sie **542€**



SPARPAKET S7-B

Surgic Pro2 OPT Komplettsset

+ zusätzliches Chirurgie-Winkelstück X-SG20L mit Licht (20:1)

+ Chirurgie-Handstück X-SG65L m. L. (1:1)

6.129€*

6.941

Sparen Sie **812€**



Surgic Pro2 + Osseo 100+

SPARPAKET S6

Surgic Pro2 NON-OPT

+ Osseo 100+

5.037€*

6.365€*

Sparen Sie **1.328€**



SPARPAKET S7

Surgic Pro2 OPT

+ Osseo 100+

6.067€*

7.524€*

Sparen Sie **1.457€**



Chirurgieinstrumente



MODELL
X-DSG20L
REF **C1068**
Mit Licht
1.247€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Zerlegbar

MODELL
X-DSG20
REF **C1067**
Ohne Licht
1.014€*



MODELL
X-SG20L
REF **C1003**
Mit Licht
1.128€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
SG20
REF **C1010**
Ohne Licht
785€*

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
SGX-E20R
REF **HA1200**
Ohne Licht
1.384€*

- Zygoma-Winkelstück speziell für Eingriffe und Implantationen am Jochbein
- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



MODELL
X-SG65L
REF **H1009**
Mit Licht
943€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper

MODELL
X-SG65
REF **H1038**
Ohne Licht
585€*



MODELL
SGS-ES
REF **H264**
Ohne Licht
475€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück



MODELL
SGA-ES
REF **H263**
Ohne Licht
645€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück mit 20°-Winkel



MODELL
X-SG25L
REF **C1011**
Mit Licht
776€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



MODELL
Z-SG45L
REF **C1107**
Mit Licht
1.168€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper
- 45° Kopfwinkel

MODELL
Z-SG45
REF **C1108**
Ohne Licht
911€*



MODELL
X-SG93L
REF **C1004**
Mit Licht
1.158€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper

MODELL
X-SG93
REF **C1007**
Ohne Licht
922€*



MODELL
SGMS-ER20i
REF **Y110147**
Ohne Licht
699€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Inkl. 2 Tiefenstopper
- Kopf und Unterteil trennbar



MODELL
SGM-ER20i
REF **Y110127**
Ohne Licht
591€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Kopf und Unterteil trennbar

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE
UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

MODELL **Surgic Pro NON-OPT**
REF **Y1003587**

Komplettsset ohne Licht inkl.
Winkelstück SG20 (20:1)

3.372€*

MODELL **Surgic Pro OPT**
REF **Y1003586**

Komplettsset mit Licht (LED) inkl.
Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)

4.497€*

MODELL **Surgic Pro+ OPT-D**
REF **Y1003585**

Komplettsset mit Licht (LED) und
Datenspeicherung (USB)
inkl. zerlegbarem
Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)

4.835€*

SPARPAKET S1-A

Surgic Pro
NON-OPT
Komplettsset



+ Zusätzliches Chir.-Winkelstück
SG20 (20:1)



+ Chir.-Handstück
SGS-ES (1:1)



4.017€*
4.632€*

Sparen Sie **615€**

SPARPAKET S2-A

Surgic Pro OPT
Komplettsset

+ Zusätzliches Chir.-Winkelstück
X-SG20L m. L. (20:1)

+ Chir.-Handstück
X-SG65L m. L. (1:1)

5.614€*
6.568€*

Sparen Sie **954€**

SPARPAKET S3-A

Surgic Pro+
OPT-D
Komplettsset



+ Zusätzliches Chir.-Winkelstück
X-DSG20L m. L. (20:1)



+ Chir.-Handstück
X-SG65L m. L. (1:1)



5.974€*
7.025€*

Sparen Sie **1.051€**

VarioSurg3

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED

- Höchste Schneideffizienz
- Schlankes, federleichtes LED-Handstück
- Riesiges Aufsatzsortiment
- Koppelbar mit Implantologiemotor Surgic Pro / Surgic Pro2
- Umfangreiche Ausstattung

MODELL **VarioSurg3**

REF **Y1002726**

Komplettsset inkl. Basis H-S Aufsatzkit
und Sterilisationskassette

7.125€*



REF **Y1002775**, 911 €*

Basis H-S Aufsatzkit



REF **Z313102**, 205 €*

Sterilisationskassette



SPARPAKET V1

VarioSurg3 Komplettsset
inkl. LED-Handstück



+ Zusätzliches
VS3-LED-Handstück



5.950€*

9.272€*

Sparen Sie **3.322€**

ANWENDUNGSBEISPIELE:

Knochenchirurgie
Spatel
Extraktion
Sinus-Lift
Implantvorbereitung
Sinusmembran-Ablösung

Socket-Lift
Retrograde-Endo
Supraringivales Scaling
Wurzelglättung
Prothetik-Erhaltungstherapie



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg3 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen. Bestellen Sie die passenden Aufsätze direkt im Webshop.

Surgic Pro2 + VarioSurg3



SPARPAKET S8+

Surgic Pro2 OPT Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + Link Stand 2 Verbindungshalterung
- + Link Module

11.199€*

15.964€*

Sparen Sie **4.765€**



SPARPAKET S9+

Surgic Pro2 OPT Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-SG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)


+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + iCart Duo Gerätewagen
- + Link Module

12.199€*

16.737€*

Sparen Sie **4.538€**



Zwei Geräte - eine Fußsteuerung:
Mit der kabellosen Fußsteuerung
können Surgic Pro2 und VarioSurg3
flexibel bedient werden.

Mehr dazu
im Video:



Surgic Pro+ + VarioSurg3



SPARPAKET S4+

Surgic Pro+ D Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + Link Set (Kopplungsset mit Ständer und Link-Kabel)

10.999€*

15.941€*

Sparen Sie **4.942€**



SPARPAKET S5+

Surgic Pro+ D Komplettsset

- + Zusätzliches Licht-Winkelstück X-DSG20L (20:1)
- + Chirurgie-Handstück mit Licht X-SG65L (1:1)

+ VarioSurg3 Non FT

- + Zusätzliches VS3-LED Handstück
- + iCart Duo Gerätewagen inkl. Link-Kabel

11.999€*

16.623€*

Sparen Sie **4.624€**



Mobile Zahnmedizin

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobilen Dentaleinheiten von NSK lassen sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Nur 8,5 kg Gewicht

MODELL **VIVA ace**
REF **Y1003773**

11.003€*



Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

SPARPAKET M2

- +** VIVA ace
M95L (Licht-Winkelstück 1:5)

11.011€*

~~11.897€*~~

Sparen Sie **886€**



Dentalone

DIE MOBILE DENTALEINHEIT

MODELL **Dentalone**
REF **S9070**

12.740€*



Ausstattung:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- Multifunktionspritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter
- Stromanschluss erforderlich

SPARPAKET M1

- +** Dentalone
M95L (Licht-Winkelstück 1:5)

12.790€*

~~13.634€*~~

Sparen Sie **844€**



VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

MODELL **VIVA MATE G5 Set²⁾**
REF **Y1002801**

1.716€*



²⁾Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE
MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgesetz erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.



MODELL
PRESTO AQUA LUX
REF **Y1001151**
Licht-Turbine mit LED-Licht
2.111€*
~~2.261€*~~
Sparen Sie **150€**

MODELL
PRESTO AQUA II
REF **Y150023**
Turbine ohne Licht
1.638€*
~~1.731€*~~
Sparen Sie **93€**

ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück
(8,7 Ncm)

1.778€*

Sets mit Compact-Handstück
(6,0 Ncm)

1.489€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät
REF **Y141495**

Fußgerät
REF **Y141513**

Tischgerät
REF **Y141471**

Turmgerät
REF **Y141504**

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät
REF **Y141496**

Fußgerät
REF **Y141514**

Tischgerät
REF **Y141472**

Turmgerät
REF **Y141505**

VOLVERE i7

KERNLOSER
MIKROMOTOR

- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



MODELL
VOLVERE i7 RM
REF **Y1002890**
Labor-Mikromotor
mit Laborhandstück
1.158€*



MODELL
VOLVERE i7 E
REF **Y1003523**
mit Mikromotor Typ ISO-E
ohne Handstück
1.038€*



MODELL
VOLVERE i7 VR-EB
REF **Y1002891**
Typ ISO-E
mit Handstück
1.214€*

IHRE **NSK** EUROPE ANSPRECHPARTNER
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

KONTAKT



Sara Schürer

Deutschland Nord
PLZ 17-31, 34, 37, 38
☎ +49 (0)174 9100865
✉ schuerer@nsk-europe.de



Ronald Fork

Deutschland West
PLZ 32-33, 40-53, 58-59
☎ +49 (0)174 9308752
✉ fork@nsk-europe.de



Robin Cousin

Deutschland Mitte, Süd
PLZ 35-36, 54-57, 60-69,
80-82, 85-86, 90-93, 97
☎ +49 (0)173 2567210
✉ cousin@nsk-europe.de



Katja Weigelt

Deutschland Süd-West
PLZ 70-79, 87-89
☎ +49 (0)173 7013661
✉ weigelt@nsk-europe.de



Frank Teichert

Deutschland Ost
PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99
☎ +49 (0)174 9302240
✉ teichert@nsk-europe.de




Ewald Stadlbauer

Deutschland Süd-Ost: PLZ 83-84, 94
Österreich: Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Vorarlberg, Tirol
☎ +43 (0)664 5110061
✉ stadlbauer@nsk-europe.de



Erwin Kornberger

Österreich: Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten,
Osttirol, Niederösterreich (Ost)
☎ +43 (0)664 1006343
✉ kornberger@nsk-europe.de



NSK Newsletter
abonnieren
und nichts mehr
verpassen



NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland
Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - Fax: +49 (0)6196 77606-29 - E-Mail: info@nsk-europe.de

